

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Attention. Attention : Tout changement ou modification à cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.



Le modèle du produit peut changer en raison d'améliorations sans préavis.

# Rejuvène

## Manuel Utilisateur

*Note : Ce manuel a été traduit de l'anglais.*

# I INTRODUCTION

Avec le temps, la peau peut devenir ridée, décolorée et flasque. Ceci est dû à une exposition normale au soleil, au vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. Les produits de soins de la peau, tels que les sérums, les lotions et les hydratants, agissent au niveau de la surface de la peau mais ne peuvent généralement pas pénétrer profondément dans la peau et affecter le collagène et les loyers plus profonds de la peau. Les instruments de beauté à radiofréquence (ri) et à stimulation électrique musculaire (ems) ont des effets stimulants uniques et profonds qui peuvent stimuler la régénération du collagène, resserrer la peau et améliorer son apparence générale. Les crèmes hydratantes et les lotions sont encouragées à être utilisées avec cet appareil car l'appareil peut augmenter leur efficacité et permettre un fonctionnement plus doux de l'appareil.

Cet appareil est recommandé pour les conditions suivantes :

- adoucit les rides et ridules
- pour les peaux endommagées par les rayons UV
- pour prévenir le vieillissement cutané des peaux sujettes à l'acné
- pour les peaux à imperfections
- contre les taches de pigmentation

Pour de nombreuses personnes, cet appareil peut éliminer le besoin d'injections coûteuses et douloureuses ciblant l'administration de produits pour la peau aux niveaux les plus profonds de la peau. Cet appareil fonctionne sur des concepts de base vivants de soins de la peau sains, indolores et sans douleur. Ces concepts sont la stimulation électrique musculaire (ems), la mésoporation, l'électroporation, la radiofréquence (ri) et la diode électroluminescente (led).

## 1. Ems (stimulation électrique des muscles)

L'Ems est utilisé pour activer les cellules de la peau, en stimulant le rajeunissement du collagène, pour améliorer l'élasticité de la peau, adoucir les rides et laisser la peau lisse et saine. la peau lisse et saine.

## 2. Mésoporation

L'origine des cors de mésoporation est due à la combinaison de la mésothérapie et de l'électroporation. La mésothérapie est un système d'administration cutanée transdermique dans lequel des micro-aiguilles perforent la peau pour permettre l'administration d'ingrédients actifs aux fidèles profonds de la peau.

L'électroporation est un traitement électrique non invasif qui transporte également les ingrédients actifs dans les loyers dermiques. Contrairement à la mésothérapie, la mésoporation ne nécessite pas d'aiguilles.

La mésoporation agit en perturbant la surface de la peau, ce qui provoque l'ouverture temporaire des cellules perturbées pour créer de minuscules canaux d'hydratation ou mésopores, qui assurent le transport d'agents à haut poids moléculaire dans la peau.

## 3. Electroporation

L'électroporation permet de transporter le collagène et l'acide hyaluronique plus profondément dans la peau. L'électroporation permet d'obtenir de meilleurs résultats avec vos produits de soins de la peau sans avoir besoin d'aiguilles.

## 4. Radiofréquence (RF)

L'énergie des radiofréquences utilise la résistance naturelle des tissus au sein des différents loyers de la peau pour transformer l'énergie RF appliquée à la peau en énergie thermique. Les énergies RF peuvent être utilisées pour les patients de tous les types de peau et permettent des profondeurs de pénétration différentes permettant une contraction accrue du collagène et la production de nouveau collagène.

## 5. Diode électroluminescente (DEL) Énergie lumineuse

La lumière LED est utilisée pour fournir un traitement indolore de soin de la peau qui repulpe la peau en stimulant la production de collagène et traite l'acné légère à modérée. La lumière LED fonctionne en envoyant des paquets de lumière produisant de l'énergie dans les loyers plus profonds de la peau. Les traitements à DEL peuvent minimiser les ridules et les rides, traiter les dommages causés par le soleil et les vergetures, et réduire les rougeurs, modifier les traitements IPL ou laser plus agressifs.

# II NOM DES COMPOSANTS

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Socle de chargement        | ② Prise de charge             |
| ③ Câble USB                  | ④ Tête métallique conductrice |
| ⑤ Panneau LED                | ⑥ Ecran LCD                   |
| ⑦ Interrupteur               | ⑧ Touche de sélection LED     |
| ⑨ Témoins lumineux de charge |                               |





Figure 1



### III OPERATING INSTRUCTIONS

1. Charging – Charge device for 3 hours before first use. To charge, insert the USB cable connector into the device and the other end of the cable into the charging jack and connect to power source.
2. After cleaning skin, apply your preferred serum to skin.
3. Press the Power switch on the device. The red LED indicator will light and the device will be at intensity level 1.

4. Adjust the intensity level according to skin type and personal preference.
5. Adjust intensity by pressing the power button,

- Press once for intensity level 1
- Press twice for intensity level 2
- Press three times for intensity level 3
- Press four times for intensity level 4
- Press five times for intensity level 5
- Press six times to power off the device




Figure 2

6. Move the device slowly from bottom to top of face and from inside to out. The skin may feel warm during use and this is normal. The device will automatically shut off after 10 minutes of use.

It is recommended that the device be used 3 times per week for 10 minutes each time. It is also recommended that a skin serum be used to keep the skin moist during each treatment with this device.

### IV. LED LIGHT TREATMENT OPERATION

#### Mode 1-Red LED Light Treatment

Red LED light is used to treat wrinkled skin and enhance the regeneration of collagen and skin elasticity. Press the LED selection button once to enter Mode 1.

#### Mode 2-Green LED Light Treatment

Green LED light is used to treat dark spots or discolored skin by working to prohibit the overproduction of melanin. Press the LED selection button twice to enter Mode 2.

#### Mode 3-Blue LED Light Treatment

Blue LED light is used to treat acne and oily skin. Press the LED selection button three times to enter Mode 3.

#### Mode 4-Yellow LED Light Treatment

Yellow LED light is used to brighten the skin. It is suitable for skin with dark spots and dull areas. Press the LED selection button 4 times to enter Mode 4.

#### Mode 5-Pink LED Light Treatment

Pink LED light is used to whiten the skin. Press the LED selection button 5 times to enter Mode 5.

#### Mode 6-Flashing Pink LED Light Treatment

Pink Flashing LED light is used to aid in the permeation of skin care products. Press the LED selection button 6 times to enter Mode 6.

#### Turn off LED Light

Press the LED selection button 7 times to turn off the LED light feature.

Correct operating method  
Metal head fully contact skin



Incorrect operating method  
Metal partial contact skin



## V PARAMETERS AND PACKING INFORMATION

Name: Rejuvenate LED Anti-Aging Device

Standby time:40 days

Input :DC5V 500mA

Use Time:10mins/time

Battery capacity : 750mAh

Unit Weight:220g

Power: Max 10W

Unit Size:165\*45\*46mm

Charging time : 3.5 hours

Box:215\*152\*85mm

## VI SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all safety instructions before using and use correctly.
2. Follow the operating instructions to use this device.
3. Do not pull down or remake the device, please consult the distributor for repairing.
4. Only use the device for its intended purpose as described in this manual.
5. Do not store or use the device in the high temperature and humidity place such as under sunshine or near fire or in the bathroom, etc. To avoid fire or electric shock, Do not use or place it in or near the high temperature appliance.
6. Do not use and place the device in the humid condition, in case of any short circuit, electrical shock or fire.
7. Keep away from children and physical disabled people allow to use, close supervision is necessary when this device is operated by user under 18years of age.
8. Keep out of reach of the children.
9. Pregnant, and people with hypertension, heart disease are not allow to use.
10. The person who is sensitive to the skin diseases excessively is not allowed to use.

## WARNING

1. To avoid malfunction or fire, please stop use in case of unusual hot.
2. Please do not drop or clash the device.
3. Please apply serum constantly during use.
4. Please do not use it if the power cord is damaged.
5. Below conditions are not allow to use:  
Heart disease, fever, communicable disease, cancer, open cuts, acute disease, Hypotension, hypertension, install pacemaker, artificial heart or lung, during medical treatment, skin disease, sunburned, over sensitive people, anapetia.